Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:05

Link do produktu: https://www.cpap-sklep.pl/maska-pelnotwarzowa-dreamwear-full-face-philips-p-21.html



Maska pełnotwarzowa Dreamwear Full Face Philips

Cena	**445,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1133371**
Kod producenta	**1133371**
Kod EAN	**0060695046320**

Opis produktu

Maska pełnotwarzowa Philips DreamWear Full Face

Maska DreamWear dzięki innowacyjnej konstrukcji podnosowej nie zasłania pola widzenia. Mocowanie przewodu na szczycie głowy nie ogranicza ruchów i pozwala spać w ulubionej pozycji. Miękka i elastyczna ramka zapewnia wyjątkowy komfort.

Maska posiada przeciwwskazania do stosowania u określonych pacjentów. W zakładce "Przeciwwskazania" znajdują się pełne informacje na ten temat.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

- Mała (S)
- Średnia (M)
- Średnia-szeroka (MW)
- Duża (L)

Pusta ramka silikonowa

Ramka maski DreamWear wykonana jest z lekkiego, miękkiego i wytrzymałego materiału silikonowego, który jest pusty wewnątrz, umożliwiając przepływ powietrza przez samą ramę.

Górne połączenie węża głowicy

Wąż CPAP łączy się z góry, a nie z powierzchnią czołową, aby umożliwić bez problemu zmianę położenia. Gdy występuje brak przepływu po jednej lub drugiej stronie, jednoczęściowa rama zapewnia przepływ powietrza po przeciwnej stronie w celu zapewnienia ciągłości terapii.

Wymienne poduszki

Ramka DreamWear Full Face pasuje do każdego rodzaju silikonu typu DreamWear. Łatwo przełączaj się między silikonem twarzowym, nosowym czy żelowymi wkładkami donosowymi, nie zmieniając całej maski CPAP. Wystarczy zdjąć poduszkę i nakrycie głowy, aby przełączyć się na inny rodzaj poduszki.

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary Maski NFZ: S (Refundacja NFZ) , M (Refundacja NFZ) , L (Refundacja NFZ) , MW (Refundacja NFZ) , S , M , L , MW

Przeciwwskazania

Maska zawiera magnesy mogące zakłócać funkcjonowanie niektórych implantów lub urządzeń medycznych.

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:

- Aktywne implanty medyczne, które wchodzą w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), pompy insulinowe/infuzyjne)
- Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

Ostrzeżenia

Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu. Implanty/urządzenia medyczne, w tym te wymienione w przeciwwskazaniach, mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zmienią swoje funkcje pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub zawierają materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki na czaszkę, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i urządzenia zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na temat negatywnego wpływu pól magnetycznych.

Maska nie nadaje się do stosowania u pacjentów, u których występują następujące stany:

niedawno przebyta operacja oka lub suchość oczu, przepuklina rozworu przełykowego, nadmierny refluks, zaburzenia odruchu kaszlowego oraz niewydolność zwieracza wpustu żołądka. Maska nie jest przeznaczona do stosowania u pacjentów, u których podtrzymywanie funkcji życiowych wymaga stosowania wentylacji mechanicznej. Ponadto maska nie jest przeznaczona do stosowania u pacjentów przyjmujących leki na receptę mogące wywoływać wymioty, niewspółpracujących, nieprzytomnych ani u pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie zdjąć maski. Ostrzeżenia

••

Stosowanie tej maski przy wyłączonym i niepracującym systemie może spowodować ponowne wdychanie wydychanego powietrza. Ponowne wdychanie wydychanego powietrza dłużej niż przez kilka minut może w niektórych warunkach doprowadzić do uduszenia.

••

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów należy przerwać użytkowanie aparatu i skontaktować się z lekarzem: zaczerwienienie skóry, podrażnienie, dyskomfort, utrata ostrości widzenia lub suchość oczu, uczucie nietypowego dyskomfortu w klatce piersiowej, skrócenie oddechu, silny ból głowy, ból lub podrażnienie oczu, ból zębów, dziąseł lub szczęki. Użycie maski może być powodem zaostrzenia istniejących chorób zębów.

••

Podczas używania maski należy zapewnić ciśnienie równe co najmniej 3 cm H2O (hPa).

••

Nie napinać pasków uprzęży zbyt mocno. Sprawdzać występowanie ewentualnych objawów zbyt mocnego napięcia pasków, takich jak znaczne zaczerwienienie, ból lub obrzęk skóry wokół krawędzi maski. Poluzować paski uprzęży w celu złagodzenia objawów.

••

Zaczepy uprzęży i podkładka maski zawierają magnesy. Przed przystąpieniem do jej użytkowania należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre wyroby medyczne mogą być podatne na oddziaływanie pola magnetycznego. Magnetycznych zaczepów w masce nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 50 mm od wszelkich aktywnych urządzeń medycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia takie jak stymulatory serca, defibrylatory oraz implanty ślimakowe.

••

Maski nie wolno stosować w pobliżu sprzętu do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

••

Nie blokować ani nie zaklejać otworów ani portów wydechowych.