

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/maska-airfit-f30i-resmed-p-22.html>



Maska AirFit F30i Resmed

Cena	439,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63313
Kod producenta	619498633132

Opis produktu

Maska ResMed AirFit F30i

Kompaktowa maska ustno-nosowa do terapii bezdechu sennego CPAP F30i zapewnia swobodę ruchów i komfort: silikon pod nosem zwiększa pole widzenia, a konstrukcja mocowania obwodu na górze umożliwia obracanie się w łóżku i spanie w dowolnej pozycji. Pakiet startowy AirFit™ F30i ułatwia zakup maski do leczenia bezdechu sennego. Każdy pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz: silikon, uprzęż i specjalną ramę przewodzącą powietrze F30i.

Dostępne rozmiary:

- Mała - Silikon S / Ramka S
 - Silikon S / Ramka Standard
- Średnia - Silikon M / Ramka Standard
- Szeroka - Silikon W / Ramka Standard

Wolność dzięki masce pełnotwarzowej

Łącznik na szczycie głowy i rura skierowana ku górze daje pacjentom swobodę ruchu i możliwość spania w dowolnej pozycji, czytania oraz niezakłóconego relaksu. Konstrukcja maski AirFit F30i nie ogranicza pola widzenia i zapewnia prawdziwą swobodę ruchu.

Nieskrępowana wolność

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy śpią aktywnie i chodzą spać o różnych porach. Także nocnych wędrowców, którzy przewracają się i kręcą, a następnie wyskakują z łóżka, aby chwycić dzień.

Miękka uprzęż

Otwarte krawędzie upręży zapewniają pacjentom wyjątkową miękkość i komfort podczas stosowania maski.

Konstrukcja ramy

Specjalnie zaprojektowana rama optymalizuje działanie maski pełnotwarzowej, zapewniając doskonałe efekty terapii.

Szybkie i dokładne Dopasowanie

Zakładanie i zdejmowanie maski jest wygodne i intuicyjne dzięki klipsom magnetycznym pozwalającym sprawnie podłączyć uprząż do ramy.

Złącze ramy

Umożliwia łatwe podłączenie i odłączenie ramy.

Nasza rekomendacja:

Posiada takie same cechy co maska F30, jej dodatkowym atutem jest rura skierowana ku górze. Świetne rozwiązanie dla tych, którzy przewracają się i kręcą. Silikon umieszczony pod nosem, co nie powoduje podrażnień i powstawania czerwonych śladów. Rama stabilnie utrzymuje maskę na właściwym miejscu, dla lepszego dopasowania występuje w trzech rozmiarach. Dodatkowo można zamontować na powierzchni ramy miękkie osłony.

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.

UWAGA: Jest to "Wyrób medyczny" z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.
Podczas używania zawsze stosuj się do instrukcji użytkownika lub zaleceń lekarza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar Maski: Silikon M / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ, Silikon S / Ramka S z Refundacją NFZ, Silikon W / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ, Silikon S / Ramka S, Silikon S / Ramka (STD) Standard, Silikon S / Ramka (STD) Standard z Refundacją NFZ, Silikon M / Ramka (STD) Standard, Silikon W / Ramka (STD) Standard

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maski AirFit™ F30i ResMed

Maska zawiera magnesy mogące zakłócać funkcjonowanie niektórych implantów lub urządzeń medycznych. Pełne informacje, w tym przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące magnesów, znajdują się w instrukcji użytkownika.

Uwaga! Maska F30i występuje również w opcji bez magnesów na zatrzaski, zadzwoń lub napisz do nas jeśli potrzebujesz taki typ maski.

Przeciwwskazania

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:

- Aktywne implanty medyczne, które wchodzi w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), pompy insulinowe/infuzyjne)
- Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

Ostrzeżenia

Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu. Implanty/urządzenia medyczne, w tym te wymienione w przeciwwskazaniach, mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zmienią swoje funkcje pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub zawierają materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki na czaszkę, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i urządzenia zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na temat negatywnego wpływu pól magnetycznych.