

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/przenosny-koncentrator-tlenu-wypozyczenie-p-317.html>



Przenośny koncentrator tlenu - Wypożyczenie

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wypożyczenie przenośnego koncentratora tlenu- cena 30 zł za dobę

Koszt zwrotu koncentratora jest po stronie klienta.

Oferujemy najem przenośnego Koncentratora tlenu Kingon P2 . To doskonałe rozwiązanie umożliwiające stały dostęp do tlenu podczas wakacji czy transportu chorego do szpitala . Dzięki niewielkim rozmiarom i bardzo niskiej wadze doskonale sprawdzi się podczas codziennych czynności lub aktywności poza domem.

Wyposażony w tryb pulsacyjny, ekran LCD oraz inteligentny system autodiagnozy, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Działa cicho i posiada potrójne zasilanie: sieciowe, samochodowe i akumulatorowe – co czyni go wyjątkowo uniwersalnym. W zestawie znajduje się plecak i torba na ramię.

Dane techniczne:

- Przepływ tlenu: tryb pulsacyjny, ustawienia 1-5 (210-1000 ml/min).
- Koncentracja tlenu: 90% (+3%/-6%) na wszystkich poziomach.
- Poziom hałasu: 48 dB.
- Bateria: do 4 h pracy (na poziomie 2), ładowanie ok. 4 h.
- System alarmów m.in.: zbyt niskie stężenie tlenu, zbyt niskie ciśnienie, wyczerpana bateria, awaria, brak oddechu.
- Gwarancja: 3 lata.
- Zasilanie: AC 100-240 V, DC 14-14.4 V (bateria, gniazdo samochodowe)
- Waga: 1,98 kg
- Wymiary: 16 x 22 x 8 cm

Zastosowanie:

- Przeznaczony dla osób z obniżoną zawartością tlenu we krwi, przede wszystkim chorych na POChP, nowotwór płuc, COVID-19.
- Przeznaczony dla osób, które potrzebują stałego wsparcia tlenem z zewnątrz, ale jednocześnie mogących się swobodnie poruszać.
- Dzięki temu aparatowi uzyskuje się wolność poruszania poza domem.
- Nie jest to urządzenie podtrzymujące funkcje życiowe, ani nie zapewnia jakiegokolwiek monitorowania pacjenta.
- Kingon P2 jest mały, przenośny i może być używany w domu, ośrodkach zdrowia i różnych środowiskach mobilnych.

Przeciwwskazania:

To urządzenie nie jest przeznaczone do podtrzymywania życia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez noworodki i

niemowlęta