


Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/uszczelka-airtouch-do-maski-f20-resmed-p-135.html>



## Uszczelka AirTouch do maski F20 Resmed

Cena	<b>120,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>63028, 63029, 63030</b>
Kod producenta	<b>63028, 63029, 63030</b>

### Opis produktu

#### **Poduszka AirTouch F20**

Oryginalna poduszka AirTouch™ F20 jest to część zamienna w pełni kompatybilna z maską pełnotwarzową AirFit F20. Wykonana jest z pianki memory i zastępuje tradycyjną wkładkę silikonową. Zapewnia wysoki poziom komfortu i zupełnie nowe wrażenia podczas noszenia.

**Idealnie sprawdzi się u osób z delikatną skórą lub osób z brodą.**

#### **Komfort i szczelność**

Poduszka z pianki z pamięcią kształtu dopasowuje się do profilu twarzy, zapewnia naturalne uszczelnienie i zapobiega przeciekom, zapewniając lekką i delikatną terapię snu. Pianka ma unikalne właściwości, które zapewniają mniej otarć i mniejszy ucisk niż standardowa poduszka silikonowa, nawet gdy jest mocno przylegająca do twarzy. Zmniejsza to prawdopodobieństwo powstawania czerwonych śladów na twarzy. A ponieważ pianka jest przepuszczalna, pozwala na przenikanie bardzo niewielkiej ilości powietrza przez poduszkę – zapewniając bardziej naturalne doznania podczas snu bez wpływu na terapię.

**W sprzedaży tylko część zamienna - poduszka piankowa! Taki jak na zdjęciu.**

**Część zamienna dostępna w rozmiarze S, M i L**

#### **Przeciwwskazania:**

Na dolnych paskach części nagłownej i ramce maski F20 znajdują się magnesy. Należy zawsze zachowywać odległość co najmniej 50mm między częścią nagłowną i ramką, a wszelkimi aktywnymi implantami medycznymi (takimi jak stymulator lub defibrylator), aby uniknąć potencjalnego niekorzystnego wpływu statycznego pola magnetycznego. Indukcja pola magnetycznego jest mniejsza niż 400mT.

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają:

- 
- metalowe zaciski hemostatyczne wszczepione do głowy w celu leczenia tętniaka;
  - odłamki metalu w jednym lub obojgu oczu po urazie, podczas którego doszło do penetracji oka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar Silikonu:** S , M , L