

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/aparat-philips-auto-bipap-p-161.html>

Aparat Philips Auto Bipap



Cena	3 460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0333

Opis produktu

Philips Dreamstation Auto Bipap

Cena dla opcji Refundacja NFZ wymaga posiadania aktualnego wniosku refundacyjnego.

Kupując aparat u nas zyskujesz bezpłatne wsparcie i pomoc w zakresie obsługi aparatu i maski, możliwość dostosowania ustawień czy pomoc w trakcie terapii.

5 lat gwarancji w serwisie Philips Respironics Polska!


Do każdego zakupionego aparatu możemy gratis wysłać 2-3 maski testowe na 3 noce. Można sprawdzić maskę testową, a następnie zakupić nową. Maski testowe trzeba nam odesłać. Zaznaczenie opcji Korzystam z promocji "Maski testowe" jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem regulaminu znajdującego się w zakładce "Do pobrania".

Wysyłka zwrotna jest po stronie klienta jeśli chcą państwo skorzystać z usługi zwrotu do paczkomatu za naszym pośrednictwem to można dokupić taką usługę, wtedy wyślemy 10 cyfrowy kod zwrotu, który należy podać podczas nadawania paczki. Nie trzeba drukować ani naklejać żadnej etykiety:

[Zwrot do paczkomatu inpost](#)

Nasza Rekomendacja:

Aparat Dreamstation BIPAP AUTO to produkt marki premium z najwyższej półki. Teoretycznie zalecany dla osób, które nie tolerują standardowej terapii CPAP, lub tych, które potrzebują wyższych ciśnień. W praktyce natomiast przyda się każdemu kto oczekuje wyższego komfortu od swojego aparatu do leczenia bezdechu. Tak jak w przypadku Vauto od Resmeda kluczowe są tutaj dwa oddzielne ciśnienia podawane przy wdechu i wydechu. Na plus dla aparatu philipsa jest to, że różnicę pomiędzy wdechem a wydechem aparat może ustawiać automatycznie. W przypadku Vauto wartość ta jest ustawiana na stałe. Różnica jest również w cenie do Bipap'a Dreamstation trzeba dopłacić trochę więcej. W każdym razie to zdecydowanie najlepsza propozycja obok Vauto dla standardowej terapii z wyższym komfortem.



Przykładowy profil ciśnienia dla trybu Auto BiPAP

Tryb AutoBIPAP z funkcją komfortu

Zaawansowany proaktywny auto-algorytm wykrywania zaburzeń oddechowych z dopasowaniem oddech po oddechu ciśnienia wdechowego IPAP oraz wydechowego EPAP. Dla zapewnienia optymalnego przebiegu terapii istnieje możliwość ustawienia minimalnej i maksymalnej wartości wspomagania ciśnieniowego w przedziale 0-8 cm H₂O.

Jak to działa?

- DreamStation Auto BiPAP Proaktywny auto-algorytm BiPAP z dopasowaniem oddech po oddechu ciśnienia wdechowego (IPAP) oraz wydechowego (EPAP).
- Indywidualne obniżanie ciśnienia EPAP (w zakresie 2 do 8 cm H₂O) ma na celu maksymalne ułatwienie wydechu, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności terapii.

Funkcje komfortu FLEX

Technologia Flex zapewnia komfortowe zmniejszanie ciśnienia proporcjonalnie do każdego oddechu pacjenta.

Jak to działa?

- Bi-Flex automatycznie obniża ciśnienie podczas wydechu, co ułatwia oddychanie i minimalizuje uczucie dyskomfortu związanego z wydechem przeciwko wyższemu ciśnieniu.
- Unikatowa technologia Flex dostosowuje się do pojedynczego oddechu pacjenta, przez co poziom redukcji ciśnienia terapeutycznego jest proporcjonalny do wielkości przepływu podczas każdego z nich. W efekcie odczuwana ulga jest większa dla głębszych oddechów, a mniejsza dla płytszych.
- Powrót ciśnienia do przepisanej wartości terapeutycznej przed zakończeniem fazy wydechu, bniżenie ciśnienia IPAP na końcu wdechu, proporcjonalne obniżenie ciśnienia EPAP w początkowej fazie wydechu
- Użytkownik może dostosować poziom komfortu Bi-Flex, wybierając jeden z trzech poziomów. Każdy poziom oferuje różne stopnie redukcji ciśnienia i wygładzania przejść, co pozwala na lepsze dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.






Cechy aparatu Bilevel Auto:

- Automatyczny tryb bilevel dostosowujący indywidualnie ciśnienie wdechowe IPAP i wydechowe EPAP
- Funkcja komfortu Bi-Flex
- Zaawansowany system wykrywania zaburzeń oddychania i automatyczne dostosowanie ciśnienia
- Funkcja Opti-Start
- Smart Ramp: do 45 min
- Kontrola dopasowania maski
- Codzienna informacja o postępach terapii
- Szczegółowy raport z terapii
- Zintegrowany moduł komunikacyjny Bluetooth
- Test prawidłowego działania aparatu (Performance Check)
- Polskie menu i kolorowy wyświetlacz.
- Unikowa proporcjonalna funkcja obniżania ciśnienia na wydechu Bi-FLEX.
- Kompleksowy raport z terapii. Karta pamięci SD przechowująca dane na temat bezdechów i sptyceń (AHI), chrapania oraz przecieków powietrza.
- „Test wydajności” pozwala na sprawdzenie poprawności wybranych funkcji aparatu w domu
- W menu aparatu informacje na temat skuteczności terapii - indeks bezdechów i sptyceń (AHI), chrapanie oraz przecieki powietrza
- Funkcja Opti-Start - aparat monitoruje ilość zaburzeń oddychania po rozpoczęciu terapii, a następnie dopasowuje początkowe ciśnienie terapii
- Funkcja SmartRAMP - zaawansowana funkcja ułatwiająca zasypianie.

Porównanie różnych trybów pracy pomiędzy modelami aparatów Philips Respironics

Tryby terapeutyczne

Tryb Model Charakterystyka trybu Jak działa?	CPAP (tryb stałociśnieniowy) DreamStation Pro, DreamStation 2 Advanced CPAP Podstawowy rodzaj terapii zaburzeń oddychania polegający na zastosowaniu dodatniego ciśnienia o stałym poziomie przez cały czas trwania leczenia. Dopasowanie wartości ciśnienia leczniczego lub jego późniejsze korekty, wymagają każdorazowo kontroli lekarskiej.  Przykładowy profil ciśnienia dla trybu CPAP	Tryb Model Charakterystyka trybu Jak działa?	Auto CPAP (tryb automatyczny) DreamStation Auto, DreamStation 2 Advanced Auto CPAP Zaawansowany proaktywny auto-algorytm wykrywania zaburzeń oddychania, który oddech po oddechu analizuje przepływ powietrza w drogach oddechowych i dostosowuje poziom ciśnienia terapeutycznego dla zachowania efektywnej terapii przy maksymalnym komforcie.  Przykładowy profil ciśnienia dla trybu Auto CPAP	Tryb Model Charakterystyka trybu Jak działa?	Auto BiPAP (tryb automatyczny Bi-level) DreamStation Auto BiPAP Proaktywny auto-algorytm BiPAP z dopasowaniem oddech po oddechu ciśnienia wdechowego (IPAP) oraz wydechowego (EPAP). Indywidualne obniżanie ciśnienia EPAP (w zakresie 2 do 8 cm H2O) ma na celu maksymalne ułatwienie wydechu, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności terapii.  Przykładowy profil ciśnienia dla trybu Auto BiPAP
--	---	--	---	--	--

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje Aparatów: Aparat z nawilżaczem (refundacja NFZ) , Aparat z nawilżaczem