

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/koncentratory-tlenu-simply-go-mini-philips-9h-p-9.html>



Koncentratory Tlenu Simply Go mini Philips 9H

Cena	9 699,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0069

Opis produktu

Główne zalety:

- Praca baterii nawet do 9 godzin
- Najmniejszy i najlżejszy przenośny koncentrator tlenu (POC) firmy Philips
- To jedyny przenośny koncentrator tlenu o wadze 2,3 kg, będący w stanie dostarczyć pulsacyjną dawkę terapii tlenowej w 5 różnych ustawieniach
- Ulepszony panel sterowania aparatu SimplyGo Mini jest wygodny i łatwy w obsłudze, dzięki czemu wszystkie funkcje aparatu są zawsze pod ręką.
- SimplyGo Mini jest również wyposażony w system alarmów umożliwiających monitorowanie jego działania i zapewniających bezpieczeństwo korzystania.

W zestawie:

- przenośny koncentrator Philips SimplyGo Mini (bateria 9h)
- walizka do przenoszenia sprzętu
- bateria litowo-jonową z możliwością ładowania
- przewody do zasilania prądem stałym (DC) i przemiennym (AC)
- torba na akcesoria

Parametry techniczne:

- Stężenie tlenu (Na podstawie ciśnienia atmosferycznego o wartości 14,7 psia (101 kPa) w temp. 21°C) - 87-96% przy wszystkich ustawieniach.

Ustawienia przepływu: 1; Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 11 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 220 ml/min.

Ustawienia przepływu: 2; Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 22ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 440 ml/min.

Ustawienia przepływu: 3; Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 33 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 660 ml/min.

Ustawienia przepływu: 4; Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 44 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 880 ml/min.

Ustawienia przepływu: 5; Nom. objętość impulsowa przy 20 oddechach/min: 50 ml; Maks. minutowa objętość impulsowa: 1000 ml/min.

+/- 25% lub 6 ml, zależnie od tego, która wartość jest większa (przeciętnie 20 kolejnych impulsów) ponad nominalny zakres środowiskowy.

Czas ładowania: Bateria standardowa: 4 godz. maks