

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/maska-airfit-p30i-resmed-p-45.html>



## Maska AirFit P30i Resmed

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>379,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0116</b>       |

### Opis produktu

## AirFit P30i Standard Starter Pack

### Maska AirFit P30i

AirFit™ P30i to maska z poduszką donosową zaprojektowana w taki sposób, żeby jak najmniej ograniczać ruchy użytkownika.

Budowa modułowa pozwala na wymianę poduszek donosowych na podnosowe z modelu N30i.

System QuietAir powoduje cichsze odprowadzenie powietrza z maski, zwiększając komfort.

Maska AirFit P30 i to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych podczas snu, często zmieniających pozycje, śpiących na brzuchu i oglądających telewizję przed snem.

**Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.**

### Nasza rekomendacja

Wkładki donosowe w porównaniu do masek nosowych nie uciskają skrzydełek nosa od góry, co ma duże znaczenie u osób, u których występują jakieś problemy z przepływem przez nos. Silikony wchodzące do nosa podają ciśnienie bezpośrednio do dziurek nosa i dodatkowo rozpychają od środka drogi powietrzne ułatwiając przepływ. Maska jest dość krótko na naszym rynku, nie mniej z opinii użytkowników, którzy już nabyli maskę wynika, że będzie to kolejna udana konstrukcja od Resmedu. Oczywiście tak jak w przypadku Dreamwear Gel trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy będzie się dobrze czuł z częściami maski wchodzącymi do nosa. Za to nie ma tu problemu z obcieraniem skóry na grzbiecie nosa.

### Cechy maski:

- Rura skierowana ku górze umożliwia przyjęcie dowolnej pozycji podczas snu.
- Wkładka donosowa z podkładką zakrywa mniejszą część twarzy i jest umieszczona dyskretnie pod nosem, a nie w jego wnętrzu.
- Samoregulująca ramka SpringFit dostosowuje się pozwalając stabilnie i skutecznie dopasować maskę.
- Umieszczenie maski pod nosem eliminuje dyskomfort i czerwone ślady na grzbiecie nosa.
- Dzięki minimalistycznej budowie nie zakrywa twarzy, ułatwiając komunikację

### DOSTĘPNE ROZMIARY MASEK:

- **S - Mały zestaw startowy: mała ramka, dwie poduszki silikonowe (S i M)**
- **M - Standardowy zestaw startowy: Standardowa ramka, dwie poduszki silikonowe (S i M)**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiary Maski NFZ:** S (Refundacja NFZ) , M (Refundacja NFZ) , S , M