

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/maska-amara-gel-philips-p-23.html>



Maska Amara Gel Philips

Cena	465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1090425
Kod producenta	1090425
Kod EAN	00606959021174

Opis produktu

Maska Amara Gel firmy Philips Respironics

Jest łatwa w użyciu, bardziej komfortowa niż tradycyjne maski twarzowe. Dostępna w wersji silikonowej, oraz żelowej. Wkłady mogą być wymieniane bez zmiany obudowy.

Maska dostępna jest w 4 rozmiarach:

Mała - S
Średnia - M
Duża - L

Szablon dopasowania maski znajduje się w zakładce "do pobrania"

Sprawdź również zakładkę "klipy filmowe" i zobacz maskę na filmach!

ZALETY MASKI:

- budowa modułowa
- 60% mniej części niż w tradycyjnych maskach
- łatwość w dopasowaniu

Żelowa technologia zapewniająca wygodę podczas snu

Maska cpap Amara Gel to najmniejsza i najlżejsza oferowana przez nas żelowa maska ustno-nosowa. Podstawą maski są poduszki wypełnione miękkim, silikonowym żelem, które wpływają pozytywnie na komfort użytkownika maski i zapewniają spokojny sen. Zastosowanie żelowych poduszek dwukrotnie zwiększa szanse na powodzenie terapii.

Do stworzenia maski użyto minimalną ilość elementów, dzięki czemu montaż oraz czyszczenie zajmują mniej czasu niż dotychczas, a pacjenci mają więcej czasu, który mogą poświęcić na swoje ulubione zajęcia. Zastosowane w konstrukcji maski oryginalne i proste mocowania poduszek sprawiają, że jej zakładanie bezproblemowe.

Zaawansowana technologia żelowa i cztery rozmiary poduszek pozwalają już za pierwszym razem dopasować maskę do twarzy 95% pacjentów. Szkielet maski jest przezroczysty i przyjazny, co przyczynia się do zmniejszenia poczucia niepokoju u pacjentów i zwiększenia szansy powodzenia terapii.

Maska Amara występuje też w dwóch wersjach zależnych od trybu trybu wentylacji:

Maska typu Vented z otworami do wydalania CO₂ z portem wdychowym przeznaczona aparatów CPAP/autoCPAP, oraz bilevel. Maski typu Non Vented NIV bez portu wydechowego (kolanko Niebieski) przeznaczona do nieinwazyjnej wentylacji za pomocą respiratorów. Nie posiada otworów do wydalania CO₂. Pracuje w systemie jedno, oraz dwu rurowym z zaworem.

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego

wniosku NFZ.

UWAGA: Jest to "Wyrób medyczny" z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.
Podczas używania zawsze stosuj się do instrukcji użytkowania lub zaleceń lekarza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary Maski NFZ: S (Refundacja NFZ) , M (Refundacja NFZ) , L (Refundacja NFZ) , S , M , L