Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 14:04

Link do produktu: https://www.cpap-sklep.pl/maska-nosowa-airfit-n20-resmed-p-4.html



Maska nosowa AirFit N20 Resmed

Cena	**289,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**63517**
Kod producenta	**63517**

Opis produktu

ResMed AirFit N20

Kompaktowa maska nosowa do terapii bezdechu sennego CPAP z adaptacyjną poduszką silikonową, która pozwala na swobodę ruchu i niweluje niedopasowanie maski . Maska zapewnia doskonałą szczelność, komfort i swobodę widzenia. Innowacyjna technologia zapewnia prostą, wygodną i przyjazną obsługę.

DOSTĘPNE ROZMIARY:

- **Mała:** (Small) - wersja fioletowa
- **Średnia:** (Medium) - wersja niebieska
- **Duża:** (Large) - wersja niebieska

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.

CECHY PRODUKTU:

Innowacyjny silikon

Maska AirFit N20 jest wyposażona w innowacyjny silikon InfinitySeal™, który został zaprojektowany w celu zapewnienia komfortowego dopasowania do każdego kształtu i wielkości twarzy, również przy wysokich ciśnieniach terapeutycznych. Maska jest idealna dla pacjentów szukających rozwiązania, które nie powoduje uczucia klaustrofobii i nie zakłóca pola widzenia.

Swobodne widzenie

Maska zapewnia pacjentom lepsze pole widzenia i możliwość zachowania aktywności w pozycji leżącej, dzięki ramce w przestrzeni pod oczami, która zapewnia stabilność i minimalizuje kontakt z twarzą.

Miękka i elastyczna ramka

Miękka, elastyczna ramka zapewnia wsparcie dla pacjentów o różnej budowie, dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, podczas gdy materiał wyścielający zapewnia większy komfort.

Elastyczne połączenie i ruch

Funkcja szybkiego zwolnienia kolanka ułatwia podłączanie i odłączanie w nocy, podczas gdy możliwość obrotu o 360° zwiększa swobodę ruchu.

Miękka i delikatna

Skonstruowana tak, aby była wyjątkowo miękka, pluszowa uprząż ułatwia pacjentom szybkie i komfortowe przyzwyczajenie się do terapii. Lekka, giętka, oddychająca pianka, którą można wymieniać, redukuje ślady pozostawione na twarzy przez maskę i zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

Idealne dopasowanie

Maska AirFit N20 jest dostępna w wersji niebieskiej w dwóch wariantach: średni i duży, natomiast w wersji fioletowej, dla kobiet w rozmiarze małym, co umożliwia idealne dopasowanie.

Zawartość opakowania;

- Paski z klipsami
- Poduszka silikonowa
- Szkielet maski
- kolanko

Nasza rekomendacja;

Maska N20 firmy Resmed charakteryzuje się przede wszystkim łatwością dopasowania do różnych kształtów i rozmiarów twarzy pacjenta. Zapewnia to niezawodną szczelność nawet przy częstych zmianach pozycji. Maska w części nosowej jest wykonana z miękkiego silikonu, dzięki czemu powinna minimalizować prawdopodobieństwo powstania czerwonych śladów na nosie. Jednak z naszego doświadczenia wiemy, że w niektórych przypadkach (szczególnie przy wąskich i garbatych nosach) takie podrażnienia się tworzą. Zalecamy wówczas odstawić maskę na 2-3 doby lub użyć nakładkę na nos *ResMed* Gecko Nasal Pad. Dodatkowo same ramki i uprzęże w masce N20 wykonane są z wyjątkowo miękkiego pluszowego materiału.

Polecamy maskę ze względu na dużą szczelność łatwość dopasowania. Maska N20 to pewne i sprawdzone rozwiązanie.

UWAGA: Produkt higieniczny z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiary Maski NFZ: S (Refundacja NFZ) , M (Refundacja NFZ) , L (Refundacja NFZ) , S , M , L

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maski AirFit™ N20 ResMed

Maska zawiera magnesy mogące zakłócać funkcjonowanie niektórych implantów lub urządzeń medycznych. Pełne informacje, w tym przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące magnesów, znajdują się w instrukcji użytkownika.

Przeciwwskazania

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:

- Aktywne implanty medyczne, które wchodzą w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF),

pompy insulinowe/infuzyjne)
- Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

Ostrzeżenia

Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu. Implanty/urządzenia medyczne, w tym te wymienione w przeciwwskazaniach, mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zmienią swoje funkcje pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub zawierają materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki na czaszkę, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i urządzenia zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na temat negatywnego wpływu pól magnetycznych.