Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:37

Link do produktu: https://www.cpap-sklep.pl/maska-nosowa-dreamwear-philips-p-1.html



Maska nosowa Dreamwear Philips

Cena	**390,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0088**
Kod producenta	**1116720**
Kod EAN	**0060695903757110240508**

Opis produktu

Maska nosowa Philips Respironics DreamWear

Wyjątkowa konstrukcja maski nosowej kieruje przepływ powietrza przez oprawkę, następnie przez przewód zamocowany na czubku głowy, zapewniając pacjentom wygodę snu. Poduszka podnosowa o minimalnej powierzchni styku zapobiega zaczerwienieniom, dyskomfortowi czy podrażnieniom w nozdrzach lub na grzbiecie nosa.
Przy braku uciążliwych przewodów pacjenci mogą spać w dowolnej pozycji — na brzuchu, na boku czy na plecach a wylot przewodu ponad głową zapewnia pełne pole widzenia. Miękka, elastyczna silikonowa oprawka maski DreamWear i paski z tkaniny są miękkie i przyjemne dla policzka pacjenta.

Główne cechy produktu:

- **Design "pod nos"**: Maska dostarcza powietrze bezpośrednio do nosa, co zwiększa wygodę podczas snu.
- **Innowacyjny szkielet**: Powietrze przechodzi przez ramkę szkielet, co pozwala na bardziej równomierne rozprowadzenie ciśnienia i daje większą elastyczność w wyborze pozycji spania.
- **Minimalny kontakt z twarzą**: Redukuje odciski i podrażnienia, co jest szczególnie istotne dla osób z wrażliwą skórą.
- **Łatwość użytkowania**: Prosty montaż i demontaż ułatwia codzienną pielęgnację i czyszczenie maski.
- **Kompatybilność z większością aparatów CPAP**: DreamWear współpracuje z różnymi urządzeniami CPAP, co sprawia, że jest uniwersalnym wyborem.

Zawartość opakowania

- Poduszki w 4 rozmiarach (S, M, L, MW) w zestawie
- Paski
- Zawiera ramkę w rozmiarze Medium (M - średni)

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.

UWAGA: Jest to "Wyrób medyczny" z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.
Podczas używania zawsze stosuj się do intrukcji użytkowania lub zaleceń lekarza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja NFZ: Zakup z refundacją NFZ , Zakup bez refundacji NFZ

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maski Dreamwear undernose Philips

Ostrzeżenia

•• Maska nie jest przeznaczona do zapewniania wentylacji w celu utrzymania funkcji życiowych.

•• W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów należy przerwać użytkowanie aparatu i skontaktować się z lekarzem: zaczerwienienie skóry, podrażnienie, dyskomfort, utrata ostrości widzenia lub suchość oczu, uczucie nietypowego dyskomfortu w klatce piersiowej, skrócenie oddechu, silny ból głowy, ból lub podrażnienie oczu, ból zębów, dziąseł lub szczęki.
Użycie maski może być powodem zaostrzenia istniejących chorób zębów.

•• Nie napinać pasków uprzęży zbyt mocno. Sprawdzać występowanie ewentualnych objawów zbyt mocnego napięcia pasków, takich jak znaczne zaczerwienienie, ból lub obrzęk skóry wokół krawędzi maski. Poluzować paski uprzęży w celu złagodzenia objawów.

•• Nie blokować ani nie zaklejać portów wydechowych.