Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:58

Link do produktu: https://www.cpap-sklep.pl/maska-pelnotwarzowa-airfit-f20-resmed-p-2.html



Maska pełnotwarzowa AirFit F20 Resmed

Cena	**339,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**64010,64011,64012**
Kod producenta	**64010,64011,64012**

Opis produktu

ResMed AirFit F20 Quiet Air

Kompaktowa maska ustno-nosowa do terapii bezdechu sennego CPAP, z kolankiem QuietAir™ i z adaptacyjną poduszką silikonową, zapewniająca skuteczne uszczelnienie niezależnie od kształtu i rozmiaru twarzy. Maska zapewnia doskonałe dopasowanie, komfort i swobodę widzenia. Innowacyjna technologia zapewnia prostą, wygodną i przyjazną obsługę.

Dostępne rozmiary;

- S (mała)
- M (średnia)
- L (duża)

Innowacyjny silikon

Maska AirFit F20 jest wyposażona w innowacyjny silikon InfinitySeal™, który został zaprojektowany w celu zapewnienia komfortowego dopasowania do każdego kształtu i wielkości twarzy, również przy wysokich ciśnieniach terapeutycznych. Maska jest idealna dla pacjentów szukających rozwiązania, które nie powoduje uczucia klaustrofobii i nie zakłóca pola widzenia.

Swobodne widzenie

Maska zapewnia pacjentom lepsze pole widzenia i możliwość zachowania aktywności w pozycji leżącej, dzięki ramce w przestrzeni pod oczami, która zapewnia stabilność i minimalizuje kontakt z twarzą.

Miękka i elastyczna ramka

Miękka, elastyczna ramka zapewnia wsparcie dla pacjentów o różnej budowie, dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, podczas gdy materiał wyścielający zapewnia większy komfort.

Elastyczne połączenie i ruch

Funkcja szybkiego zwolnienia kolanka ułatwia podłączanie i odłączanie w nocy, podczas gdy możliwość obrotu o 360° zwiększa swobodę ruchu.

Miękka i delikatna

Skonstruowana tak, aby była wyjątkowo miękka, pluszowa uprząż ułatwia pacjentom szybkie i komfortowe przyzwyczajenie się do terapii. Lekka, giętka, oddychająca pianka, którą można wymieniać, redukuje ślady pozostawione na twarzy przez maskę i zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry.

Idealne dopasowanie

Maska AirFit F20 jest dostępna w trzech wariantach: mały, średni i duży, natomiast AirFit F20 dla kobiet w rozmiarach: mały i średni, co umożliwia idealne dopasowanie.

W zakładce "Do pobrania" znajduje się **szablon** ułatwiający dobranie właściwego **rozmiaru.** Szablon należy wydrukować w oryginalnym rozmiarze na kartce A4 i wyciąć wzdłuż czerwonej linii.

Warunkiem zakupu maski z refundacją NFZ jest dostarczenie numeru identyfikacyjnego aktualnego wniosku NFZ.

Nasza rekomendacja:

To zdecydowanie najpopularniejsza maska na rynku. Charakteryzuje się łatwością dopasowania. Maska jest bardzo wytrzymała, często służy pacjentom nawet kilka lat. Jednak u osób wrażliwych może powodować dyskomfort, zaleca się wówczas użycie poduszki z gąbki lub nakładki na nos, ogranicza ona występowanie podrażnień skóry nosa spowodowanych maską CPAP. Kolanko w tej masce występuje w wersji standard oraz QuietAir. To nowe i ciche rozwiązanie firmy Resmed, minimalizuje hałas i delikatnie rozprowadza wydychane powietrze, wiąże się to jednak z szybszym zużywaniem tej części.

UWAGA: Jest to "Wyrób medyczny" z ograniczonym prawem do odstąpienia od umowy.
Podczas używania zawsze stosuj się do intrukcji użytkowania lub zaleceń lekarza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar Maski: M (Refundacja NFZ) , S , S (Refundacja NFZ) , M , L , L (Refundacja NFZ)

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące użytkowania maski AirFit™ F20 ResMed

Maska zawiera magnesy mogące zakłócać funkcjonowanie niektórych implantów lub urządzeń medycznych. Pełne informacje, w tym przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące magnesów, znajdują się w instrukcji użytkownika.

Uwaga! Maska F20 występuje również w opcji bez magnesów na zatrzaski, zadzwoń lub napisz do nas jeśli potrzebujesz taki typ maski.

Przeciwwskazania

Stosowanie masek z elementami magnetycznymi jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy mają lub podczas używania maski

przebywają w bliskim kontakcie fizycznym z osobami mającymi:

- Aktywne implanty medyczne, które wchodzą w interakcje z magnesami (tj. rozruszniki serca, wszczepialne kardiowertery defibrylatory (ICD), neurostymulatory, zastawki do przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF), pompy insulinowe/infuzyjne)
- Metalowe implanty/elementy zawierające materiał ferromagnetyczny (tj. klipsy na tętniakach/urządzenia zakłócające przepływ, cewki do embolizacji, stenty, zastawki, elektrody, implanty przywracające słuch lub równowagę z wszczepionymi magnesami, implanty oczne, metalowe odłamki w oku)

Ostrzeżenia

Magnesy należy trzymać w bezpiecznej odległości co najmniej 150 mm od implantów lub urządzeń medycznych, na które zakłócenia magnetyczne mogą oddziaływać negatywnie. Ostrzeżenie dotyczy użytkownika maski lub osób mających z nią bliski kontakt fizyczny. Magnesy są umieszczone w ramce i dolnych zatrzaskach części nagłownej, a siła ich pola magnetycznego wynosi do 400mT. Po założeniu maski łączą się, aby ją zamocować, ale mogą się przypadkowo rozłączyć podczas snu. Implanty/urządzenia medyczne, w tym te wymienione w przeciwwskazaniach, mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zmienią swoje funkcje pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych lub zawierają materiały ferromagnetyczne, które przyciągają/odpychają pola magnetyczne (niektóre implanty metalowe, np. soczewki kontaktowe z metalem, implanty dentystyczne, metalowe płytki na czaszkę, śruby, zaślepki otworów trepanacyjnych i urządzenia zastępujące kości). Należy skonsultować się z lekarzem i producentem implantu/innego urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji na temat negatywnego wpływu pól magnetycznych.